


# Sonde de radiofréquence HABIB™ EndoHPB et PercutaneousHPB



STERILE EO



## ➤ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



### Dénomination commerciale :

Sondes HABIB™ EndoHPB et  
PercutaneousHPB

L'énergie bipolaire par radiofréquence est envoyée dans l'électrode située à l'extrémité du cathéter. Elle permet la destruction thermique des tissus environnants.

**Indications :** Les sondes Habib™ EndoHPB et PercutaneousHPB permettent l'ablation des tissus du tractus gastro-intestinal au cours de procédures endoscopiques ou chirurgicales.



**Fonctionnement :** Les sondes Habib™ EndoHPB et PercutaneousHPB sont des nouvelles sondes endoscopiques de radiofréquence bipolaire, développées pour le traitement des sténoses biliaires malignes causées par un cholangiocarcinome ou un adénocarcinome pancréatique. Ces sondes de radiofréquence sont utilisées au cours d'une procédure endoscopique sur des tumeurs de la voie biliaire principale ou de la tête du pancréas. Elles permettent la destruction partielle de la tumeur avant mise en place d'une prothèse. En retardant la croissance de la tumeur, elles permettent de préserver l'efficacité de la prothèse sur une plus longue durée, elles peuvent aussi être utilisées pour la désobstruction d'une prothèse métallique.

**Utilisation :** Les sondes sont composées de 2 électrodes circulaires en acier inoxydable, placées à l'extrémité distale du cathéter (2,6 mm – 8 fr de diamètre et 180 cm de longueur utile pour EndoHPB, compatible avec un canal opérateur de minimum 3,2 mm et de 90 cm pour PercutaneousHPB). Les électrodes sont conçues pour délivrer la quantité d'énergie adaptée (10 Watt) pour une durée d'environ 90 secondes. La prothèse peut ensuite être mise en place.

Références	CATHETER		COMPATIBILITE	
	Longueur utile	Diamètre	Canal opérateur	Fil guide
EM/6800	180 cm	2,6 mm	3,2 mm minimum	0,035"
EM/3700	90 cm	2,6 mm	-	0,035"

Compatible avec les générateurs de radiofréquence suivants, à l'aide de câble de connexion :

Marque	Modèle	Référence du câble de connexion
ERBE	VIO 200D, VIO 300D	<b>EM/ERBE5420</b>
Rita Medical Systems	1500, 1500X	Nous consulter pour les autres références
Radionics	CC-1	
Conmed	5000	

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1**

Type d'emballage individuel : **Blister dans une boîte cartonnée**

Dispositif médical de classe IIb - Fabriqué par EMCision Ltd (UK) - Marquage CE accordé par SGS, N° d'organisme : 0120 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Produit non pris en charge par les assurances maladies

## ➤ INFORMATIONS DISTRIBUTEUR

<b>LIFE PARTNERS EUROPE</b> 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 Site Internet : <a href="http://www.lifeurope.com">www.lifeurope.com</a>	<b>Correspondant matériovigilance</b> Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : <a href="mailto:quality@lifeurope.com">quality@lifeurope.com</a>
---	--

## ➤ INFORMATIONS TECHNIQUES

### Matériaux :

Axe : Elastomère Pebax® et Acier Inoxydable  
Electrode : Acier Inoxydable  
Poignée : Polycarbonate  
Câble : Silicone et cuivre  
Eléments internes : PTFE et Polyamide

### Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non  
Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non  
PVC : ☐ Oui ☒ Non  
Phtalate et DEHP : ☐ Oui ☒ Non

### Stérilité :

Stérile : ☒ Oui ☐ Non  
Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène  
Nombre d'utilisations : Usage Unique

### Conservation :

Conditions de conservation: Transport et Conservation entre 0 et 50°C  
Tenir à l'abri de l'humidité  
Durée de péremption : 3 ans

### Autres données :

Classement GMDN : 38817  
Présence d'un code barre : ☒ GS1-128 ☐ HIBC ☐ Non  
Avec les informations : ☒ Référence ☒ N° de lot ☒ Date de péremption

### Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice  
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice  
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

### Fabricant :

Fabricant : EMcision Ltd  
Pays : UK

### Marquage CE :

Marquage CE accordé par SGS, N° d'organisme : 0120  
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II (exclusion de la section 4)  
Produit de classe II b, selon la règle – Non précisée